

GLASSGEN

Detergente neutro para utensilios de laboratorio.

Detergente neutro, de acción energética, para la limpieza manual o por ultrasonidos de utensilios de cristal, plásticos, etc., en todo tipo de laboratorios.

Modo empleo:

Dosis de uso: 2-5% según el grado de suciedad. Lavado manual: sumergir los utensilios en el baño de lavado y frotar con una esponja o escobilla adecuada hasta eliminar totalmente la suciedad. Enjuagar con agua abundante y secar. Ultrasonidos: sumergir los utensilios en el baño de lavado estimando la duración del proceso en función del grado de suciedad del material a tratar. En zonas de aguas duras se recomienda realizar el enjuagado final con agua desmineralizada.

Aplicaciones:

■ Establecimientos:

Laboratorios.

■ Áreas de uso:

Lavado manual de material laboratorio. Limpieza por ultrasonidos.

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente	pH:	6+-1
Color:	Rosa	Densidad:	1,02+-0,01
Olor:	Característico		

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Colorantes. Conservantes. Agua.

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.



INSERTO, S.L.

C/PONENT, 3
POL. IND. TORREFARRERA
ES-25123 TORREFARRERA
LLEIDA

Código:	323603
Idioma:	ESP
Versión:	10 22/04/2016
Página :	1 / 1