

GEL PARA TRANSMISION DE ULTRASONIDOS ULTRASOUND TRANSMISSION GEL

DG-200
DG-201



CARACTERÍSTICAS:

No irrita la pie
No engrasa
Hidrosoluble
No daña el transductor
Se extiende fácil y uniformemente
SOLO USO EXTERNO

CHARACTERISTICS:

Does not irritate skin
Non greasy
Hydrosoluble
Does not injure transducer
It spreads out easily and uniformly
EXTERNAL USE ONLY

MODO DE EMPLEO:

Aplicar una cierta cantidad de STARVET-SONIC (puede variar en relación con el tamaño de la zona) sobre el área seleccionada. STARVET-SONIC se retira fácilmente con una toallita desechable.

DIRECTIONS:

Apply a certain amount of STARVET-SONIC (may vary depending on size of area) over selected area. STARVET-SONIC is easily removed using a disposable towel.

INGREDIENTS:

Water, carbomer, propylene glycol, disodium EDTA, diazolinyl urea, methylparaben, propylparaben, Patent Blue V.

inserbo.com

