



MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS

MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS

Polígono Industrial Torrefarrera – C/Ponent, nº3
 Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772
 Tel. EXPORT (34) 973 750 313
 Fax EXPORT (34) 973 751 772
 25123 TORREFARRERA
 Lleida (SPAIN)
 e-mail: inserbo@inserbo.com
www.inserbo.com

FICHA TÉCNICA

Descripción:	Colorante para semen
Referencia:	IA-644
Aplicaciones y uso:	- Para la coloración de las dosis seminales con el fin de diferenciarlas. - 3 colorantes (amarillo, rojo y azul) que permitirán dar color a las dosis seminales de un modo sencillo con un gran abanico de colores. - 4-5 gotas son suficientes para dar color a 1 litro de preparación. Puede aumentar o disminuir las proporciones en función de la intensidad de color que desee.
Composición:	Agua, colorantes (rojo:E122*, amarillo: E102*, azul E133), acidulante: ácido cítrico, conservador: E202 *
Características:	No espermicida
Presentación:	Bolsa con tres tubos flexibles de colorante cada uno para ayudar a dosificar.
Capacidad:	6 ml. de colorante por tubo
Color:	Azul, rojo y amarillo
Imagen:	