



**MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO  
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS**

**MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA  
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS**

Polígono Industrial Torrefarrera – C/.Ponent, s/n.  
Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772  
Tel. EXPORT (34) 973 750 313  
Fax EXPORT (34) 973 751 772  
25123 TORREFARRERA  
Lleida (SPAIN)

e-mail: starvet@inerbo.com  
www.inerbo.com

## FICHA TÉCNICA

IA-607

### Paquete de 200 filtros para semen

#### PRESENTACIÓN

200 Filtros en forma de disco de Ø200mm, empacados en una bolsa de plástico precintada en el interior de una caja de cartón blanca satinada.

La caja de cartón presenta un pre-corte para una cómoda extracción de los filtros.

#### COMPOSICIÓN

Tejido no tejido

Peso en gramos por filtro 28gr.

#### ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar seco y fresco, protegido de la luz del sol a una temperatura de entre 5-25°C y con una humedad relativa no superior al 75%

#### USO

Los filtros para semen están especialmente diseñados para filtrar el esperma del verraco a la hora de su recolección en la realización de la I.A. (inseminación artificial)

Los filtros para semen permiten la separación de la parte rica del esperma de verraco de su tapioca.



## PARA USO VETERINARIO