

PRODUCTO:	STARVET-SONIC GEL Gel para transmisión de ultrasonidos
REFERENCIA:	DG 200, DG 201
Nº ESPECIFICACIÓN:	ETP/217/1
FECHA:	Diciembre 2010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Ingredientes y materiales	- Composición química (INCI): Aqua (water), propylene glycol, carbomer, diazolidinyl urea, methylparaben, propylparaben, disodium EDTA, CI 42051 - Envase: - Botellas: PE - Tapones: PP - Garrafas: PE
Test de biocompatibilidad	OK (ISO 10993 Parte 5 y 10)
Propiedades físico-químicas:	- Color, olor, apariencia: gel transparente viscoso, color azul, olor a sus materias primas (no contiene perfume) - pH: 5,9 – 6,3 - Densidad (sin aire, 22°C): 1,00 – 1,02g/ml - Viscosidad (Brookfield, LVT, sp.4, 0,3rpm): 800.000 – 2.000.000mPa·s - Impedancia acústica: $1,62 \cdot 10^6$ Rayls - Eficiencia: >90% (a partir de 0,5MHz)
Propiedades microbiológicas:	<100cfu/ml viables totales (bacterias aeróbicas, hongos y levaduras) - Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Burkholderia cepacea</i>, <i>Candida albicans</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Escherichia coli</i>.
Caducidad y validez después de abierto:	- Caducidad: 3 años - Validez una vez abierta: - Botella 250ml: consumir en 24h - Garrafa 5L: seguridad garantizada durante un mes, si se respetan las buenas prácticas: rellenar las botellas de uso y tapar inmediatamente después. Conservar en un lugar fresco y seco y protegido de la luz solar directa.
Presentaciones:	- DG 201: botella 250mL, 25 botellas por caja - DG 200: contenedor de 5000mL incluye botella de 250mL rellenable y cánula dispensadora, 4 contenedores por caja