



**MATERIAL GANADERO – INSTRUMENTAL VETERINARIO
VETERINARY AND STOCK INSTRUMENTS**

**MATERIAL PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA Y CUNÍCOLA
PORCINE AND RABBIT ARTIFICIAL INSEMINATION MATERIALS**

Polígono Industrial Torrefarrera – C/.Ponent, s/n.
Tel. 973 750 313 – Fax 973 751 772
Tel. EXPORT (34) 973 750 313
Fax EXPORT (34) 973 751 772
25123 TORREFARRERA
Lleida (SPAIN)

e-mail: starvet@inerbo.com
www.inerbo.com

FICHA TÉCNICA

Ref. IA-624

Agua bidestilada ultrapura

Descripción del Agua:

Es agua de un alto nivel de pureza; de baja conductividad eléctrica y alta constante dieléctrica. El agua bidestilada como su nombre lo indica ha sido sometida a un doble proceso de destilación; se han eliminado iones (cloruros, magnesio, calcio y fluoruros), además de otros metales, amonio, sales de amonio, materia oxidable y ácido carbónico.

Propiedades físicas y químicas del Agua:

Fórmula molecular:	H ₂ O
Peso molecular:	18.02
Aspecto:	Líquido transparente e incoloro.
Olor:	Inodoro.
Punto de ebullición:	100°C
Punto de fusión:	0°C
Presión de vapor:	(20°C) 23hPa
Densidad (20/4):	1,00

Uso del Agua Bidestilada:

De uso exclusivo veterinario para la elaboración de las dosis seminales en la I.A. porcina (inseminación artificial porcina).

Presentación del Agua:

Envasada en bidones de 1L., 5L. y 25 litros

Conservación del Agua:

En envases bien cerrados.
PROTEGER DE LA LUZ

Imagen:

